

BlueDiver Instrument

Katalognummer: BLUEDIVER 1.0

Lagerung: 2-8 °C Hersteller: D-tek s.a.



- Einfaches, intelligentes und kleines Gerät zur vollständigen Automatisierung der Immunoblot-Methode
- Scangerät in Kombination mit benutzerfreundlicher und intuitiver Auswertesoftware
- Platzsparend kleines und kompaktes Instrument, ohne dass zusätzliche Geräte benötigt werden
- Kein Kontaminationsrisiko keine Pumpen, Zulaufschläuche, Umgang mit flüssigen Reagenzien, "tote" Volumina; Einwegkartuschen sind gebrauchsfertig
- Hohe Flexibilität es ist möglich, bis zu 24 verschiedene Streifen gleichzeitig zu analysieren Kompatibilität der gesamten Produktpalette von D-tek und TestLine für die Automatisierung vorgesehen
- Einfach zu bedienen und kurze Bearbeitungszeit legen Sie einfach die Teststreifen, Einweg-Reagenzienkartuschen und Patientenproben ein und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Touchscreen
- Hohe Zuverlässigkeit Kompatibilität von Streifen und Reagenzien wird automatisch mit dem integrierten Barcode-Lesegerät überprüft
- Extrem kurze Analysenzeit durch innovatives patentiertes Verfahren

Exportováno 28. 11. 2025 Stránka 1 / 1