


## BlueDiver Instrument

**Katalognummer:** BLUEDIVER 1.0

**Lagerung:** 2-8 °C

**Hersteller:** D-tek s.a.



- Einfaches, intelligentes und kleines Gerät zur vollständigen Automatisierung der Immunoblot-Methode
- Scangerät in Kombination mit benutzerfreundlicher und intuitiver Auswertesoftware
- Platzsparend – kleines und kompaktes Instrument, ohne dass zusätzliche Geräte benötigt werden
- Kein Kontaminationsrisiko – keine Pumpen, Zulaufschläuche, Umgang mit flüssigen Reagenzien, „tote“ Volumina; Einwegkartuschen sind gebrauchsfertig
- Hohe Flexibilität – es ist möglich, bis zu 24 verschiedene Streifen gleichzeitig zu analysieren – Kompatibilität der gesamten Produktpalette von D-tek und TestLine für die Automatisierung vorgesehen
- Einfach zu bedienen und kurze Bearbeitungszeit – legen Sie einfach die Teststreifen, Einweg-Reagenzienkartuschen und Patientenproben ein und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Touchscreen
- Hohe Zuverlässigkeit – Kompatibilität von Streifen und Reagenzien wird automatisch mit dem integrierten Barcode-Lesegerät überprüft
- Extrem kurze Analysenzeit – durch innovatives patentiertes Verfahren