

## CLIA Chlamydia pneumoniae IgA

**EAN-Code:** 8595635310164

**Katalognummer:** CL-CPA100

**Verpackungsgröße:** 100 tests

**Lagerung:** 2-8 °C

**Hersteller:** TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.



Der CLIA-Immuntest basiert auf dem Prinzip der Trennung magnetischer Partikel, und das Detektionssystem nutzt die Flash-Chemilumineszenz unter Verwendung von Acridiniumester. Die Intensität des Lichtblitzes wird in relativen Lichteinheiten (RLU) gemessen.

### Allgemeine Informationen zum Kit:

- Jeder einzelne Test enthält alle erforderlichen Reagenzien (ready-to-use) zur Durchführung der Untersuchung.
- Die Kalibrierung ist in der Verpackung enthalten.
- Die Ergebnisse werden in U/ml ausgewertet.

Für weitere Informationen verweisen Sie bitte auf [die BiovendorGroup CLIA-Webseite.](#)