

## CLIA EBV EBNA-1 IgM

**EAN-Code:** 8595635310027  
**Katalognummer:** CL-EBM100  
**Verpackungsgröße:** 100 tests  
**Lagerung:** 2-8 °C  
**Hersteller:** TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.



Der CLIA-Immuntest basiert auf dem Prinzip der Trennung magnetischer Partikel, und das Detektionssystem nutzt die Flash-Chemilumineszenz unter Verwendung von Acridiniumester. Die Intensität des Lichtblitzes wird in relativen Lichteinheiten (RLU) gemessen.

### Allgemeine Informationen zum Kit:

- Jeder einzelne Test enthält alle erforderlichen Reagenzien (ready-to-use) zur Durchführung der Untersuchung.
- Die Kalibrierung ist in der Verpackung enthalten.
- Die Ergebnisse werden in U/ml ausgewertet.

Für weitere Informationen verweisen Sie bitte auf [die BiovendorGroup CLIA-Webseite](#).