

## CLIA IL-6

**EAN-Code:** 8595635311444

**Katalognummer:** CL-IL6100

**Verpackungsgröße:** 100 tests

**Lagerung:** 2-8 °C

**Hersteller:** TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.



Der CLIA-Immuntest basiert auf dem Prinzip der Trennung magnetischer Partikel, und das Detektionssystem nutzt die Flash-Chemilumineszenz unter Verwendung von Acridiniumester. Die Intensität des Lichtblitzes wird in relativen Lichteinheiten (RLU) gemessen.

### Allgemeine Informationen zum Kit:

- Jeder einzelne Test enthält alle erforderlichen Reagenzien (ready-to-use) zur Durchführung der Untersuchung.
- Die Kalibrierung ist in der Verpackung enthalten.
- Die Ergebnisse werden in ng/l ausgewertet.

Für weitere Informationen verweisen Sie bitte auf die [BiovendorGroup CLIA-Webseite](#).