

## **CLIA Tetanus Toxoid IgG**



**EAN-Code:** 8595635311925 **Katalognummer:** CL-TeTG100 **Verpackungsgröße:** 100

Lagerung: 2-8 °C

Hersteller: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Der CLIA-Immuntest basiert auf dem Prinzip der Trennung magnetischer Partikel, und das Detektionssystem nutzt die Flash-Chemilumineszenz unter Verwendung von Acridiniumester. Die Intensität des Lichtblitzes wird in relativen Lichteinheiten (RLU) gemessen.

## Allgemeine Informationen zum Kit:

- Jeder einzelne Test enthält alle erforderlichen Reagenzien (ready-to-use) zur Durchführung der Untersuchung.
- Die Kalibrierung ist in der Verpackung enthalten.
- Die Ergebnisse werden in IU/ml ausgewertet.

Für weitere Informationen verweisen Sie bitte auf die BiovendorGroup CLIA-Webseite.

Exportováno 28. 11. 2025 Stránka 1 / 1