

CLIA Toxoplasma IgA



EAN-Code: 8595635310348 Katalognummer: CL-TgA100 Verpackungsgröße: 100 tests

Lagerung: 2-8 °C

Hersteller: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Der CLIA-Immuntest basiert auf dem Prinzip der Trennung magnetischer Partikel, und das Detektionssystem nutzt die Flash-Chemilumineszenz unter Verwendung von Acridiniumester. Die Intensität des Lichtblitzes wird in relativen Lichteinheiten (RLU) gemessen.

Allgemeine Informationen zum Kit:

- Jeder einzelne Test enthält alle erforderlichen Reagenzien (ready-to-use) zur Durchführung der Untersuchung.
- Die Kalibrierung ist in der Verpackung enthalten.
- Die Ergebnisse werden in U/ml ausgewertet.

Für weitere Informationen verweisen Sie bitte auf die BiovendorGroup CLIA-Webseite.

Exportováno 29. 11. 2025 Stránka 1 / 1