

CLIA VZV IgG

EAN-Code: 8595635310393**Katalognummer:** CL-VZVG100**Verpackungsgröße:** 100 tests**Lagerung:** 2-8 °C**Hersteller:** TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Der CLIA-Immuntest basiert auf dem Prinzip der Trennung magnetischer Partikel, und das Detektionssystem nutzt die Flash-Chemilumineszenz unter Verwendung von Acridiniumester. Die Intensität des Lichtblitzes wird in relativen Lichteinheiten (RLU) gemessen.

Allgemeine Informationen zum Kit:

- Jeder einzelne Test enthält alle erforderlichen Reagenzien (ready-to-use) zur Durchführung der Untersuchung.
- Die Kalibrierung ist in der Verpackung enthalten.
- Die Ergebnisse werden in IU/l ausgewertet.

Für weitere Informationen verweisen Sie bitte auf die [BiovendorGroup CLIA-Webseite](#).