

## Control set CLIA Beta 2 Glycoprotein IgA

**EAN-Code:** 8595635312502

**Katalognummer:** CL-BGACON

**Verpackungsgröße:** 2x20 tests

**Lagerung:** 2-8 °C

**Hersteller:** TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.



- Das Kit ist zur Verwendung zusammen mit CLIA-Kits auf dem KleeYa<sup>®</sup>-Analysator vorgesehen.
- Das Kit enthält positive und negative Kontrollseren, die zur Überprüfung der Funktionalität von CLIA-Tests und zur Genauigkeit der erzielten Ergebnisse dienen.

Für weitere Informationen verweisen Sie bitte auf [die BiovendorGroup CLIA-Webseite](#).