

## Control set CLIA Chromogranin A

**EAN-Code:** 8595635312342

**Katalognummer:** CL-CGACON

**Verpackungsgröße:** 2x20 tests

**Lagerung:** 2-8 °C

**Hersteller:** TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

- Das Kit ist zur Verwendung zusammen mit CLIA-Kits auf dem KleeYa®-Analysator vorgesehen.
- Das Kit enthält positive und negative Kontrollseren, die zur Überprüfung der Funktionalität von CLIA-Tests und zur Genauigkeit der erzielten Ergebnisse dienen.

Für weitere Informationen verweisen Sie bitte auf die [BiovendorGroup CLIA-Webseite](#).