

Control set CLIA EBV EBNA-1 IgM

EAN-Code: 8595635310904 **Katalognummer:** CL-EBMCON **Verpackungsgröße:** 2x20 tests

Lagerung: 2-8 °C

Hersteller: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.



- Das Kit ist zur Verwendung zusammen mit CLIA-Kits auf dem KleeYa®-Analysator vorgesehen.
- Das Kit enthält positive und negative Kontrollseren, die zur Überprüfung der Funktionalität von CLIA-Tests und zur Genauigkeit der erzielten Ergebnisse dienen.

Für weitere Informationen verweisen Sie bitte auf die BiovendorGroup CLIA-Webseite..

Exportováno 29. 11. 2025 Stránka 1 / 1