

## Control set CLIA HSV 1+2 IgG

**EAN-Code:** 8595635310966

**Katalognummer:** CL-HSVGCON

**Verpackungsgröße:** 2x20 tests

**Lagerung:** 2-8 °C

**Hersteller:** TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.



- Das Kit ist zur Verwendung zusammen mit CLIA-Kits auf dem KleeYa®-Analysator vorgesehen.
- Das Kit enthält positive und negative Kontrollseren, die zur Überprüfung der Funktionalität von CLIA-Tests und zur Genauigkeit der erzielten Ergebnisse dienen.

Für weitere Informationen verweisen Sie bitte auf [die BiovendorGroup CLIA-Webseite](#).