

Gemini



Katalognummer: 9162800000 Lagerung: Bez teplotního režimu Hersteller: STRATEC Switzerland AG

Proben

• Kapazität: bis zu 192 Serumröhrchen

• Flexibel: z. g. 144 Proben + 8 Reagenzien + 16 Kontrollen

Roboter- und Pipettiersystem

• 1 Pipettierarm für austauschbare Spitzen, 300 μl und 1100 μ

• Verarbeitungskapazität: 3 Platten

• Pipettiervolumen: 10-300 μl, 301-1000 μl

• Lautstärkeregelungssystem

Waschen

• 1 Station

• 3 Waschlösungen mit Füllstandsüberwachung

• Abfall: 10-l-Kanister

• Anzahl der Kanäle: 8-Kanal-Waschkopf

• Restvolumen: < 2,5 μl für U-Wells, < 4 μl für Flachboden-Wells

Exportováno 28. 11. 2025 Stránka 1 / 2



Messung

- 1 Photometer, 0-3,0 OD, 400-700 nm
- 8 Interferenzfilter
- Linearität 0 2 OD

Inkubation

- 2 unabhängige Inkubationseinheiten
- Temperaturbereich: RT 45 °C
- Stabilität: ± 1,5 °C
- Schüttelmöglichkeit während der Inkubation (unterschiedliche Geschwindigkeitseinstellung)

Software

- Integrierter PC
- Benutzerfreundlich
- Bilaterale LIS-Konnektivität

Sicherheit

- Füllstandsüberwachung
- Fortschrittliches Überwachungssystem
- Strichcodeleser Beseitigung von Fehlern
- Möglichkeit der In-Tip-Verdünnung

Maße

- Tiefe: 65 cm; Höhe: 75 cm; Breite: 125 cm
- Gewicht: 115 kg

Zertifizierung

• CE-gekennzeichnet, IVD-zertifiziert