

KleeYa Maintenance Cartridge



Katalognummer: 10213959

Lagerung: RT

Hersteller: DIATRON MI Zrt.

Die KleeYa-Wartungskartusche wird im Rahmen der „End of Day“-Wartungsaufgabe der perlenbasierten Chemilumineszenzplattform KleeYa verwendet. Die KleeYa-Wartungskartusche enthält eine Reinigungslösung zum Spülen der Innenflächen des KleeYa-Instruments, die mit flüssigen Abfällen in Kontakt kommen.