

## LEPTOSPIRA-MEDIUM



**EAN-Code:** 8595635303425

**Katalognummer:** LM0020

**Verpackungsgröße:** 20 pcs

**Lagerung:** 2-8 °C

**Hersteller:** TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

### Beschreibung:

- Flüssiges, keimfreies Korthof-Medium zur Kultivierung von Leptospira-Stämmen.
- Es wird insbesondere zur Kultivierung von Leptospira spp. vor dem serologischen Nachweis von Antikörpern im untersuchten Serum mittels Mikroagglutinationstest (MAT).
- Das Medium kann auch für eine direkte Kultivierung von Leptospira in Blut-, Liquor- oder Urinproben verwendet werden.
- Medium ist gebrauchsfertig.
- Haltbarkeit: 12 Monate.