

LEPTOSPIRA-MEDIUM



EAN-Code: 8595635303425 Katalognummer: LM0020 Verpackungsgröße: 20 pcs

Lagerung: 2-8 °C

Hersteller: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Beschreibung:

- Flüssiges, keimfreies Korthof-Medium zur Kultivierung von Leptospira-Stämmen.
- Es wird insbesondere zur Kultivierung von Leptospira spp. vor dem serologischen Nachweis von Antikörpern im untersuchten Serum mittels Mikroagglutinationstest (MAT).
- Das Medium kann auch für eine direkte Kultivierung von Leptospira in Blut-, Liquor- oder Urinproben verwendet werden.
- Medium ist gebrauchsfertig.
- Haltbarkeit: 12 Monate.

Exportováno 30. 11. 2025 Stránka 1 / 1