

## Microblot Array Reader

**EAN-Code:** 8595635311345

**Katalognummer:** ARCXIX096

**Lagerung:** Bez teplotního režimu

**Hersteller:** TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.



### Array Reader C-Serie

- Kolorimetrisches Lesegerät, optimiert für 96-Well-Mikrotiterplattenformat
- Bildanalyse und Auswertung von Tests anhand der Intensität einzelner Spots
- Scangeschwindigkeit ca. 5 Minuten / volle Mikrotiterplatte
- Möglichkeit, ausgewählte Vertiefungen oder Streifen zu scannen
- Automatische Lokalisierung und Erfassung von Spots
- Quantitative Auswertung in U/ml
- Bewertung der Testvalidität durch Kontrollpunkte
- Übersichtliche Anzeige der Ergebnisse
- Zwei-Wege-Kommunikation mit dem Informationssystem

### TestLine Analytics-Software

- Das benutzerfreundliche Auswerteprogramm begleitet intuitiv die gesamte Verarbeitung und Auswertung der Ergebnisse inklusive der Kommunikation mit LIS
- Der Bewertungsprozess ist vollständig automatisch
- Zentrierung und Bildverarbeitung
- Bildanalyse und Auswertung von Tests anhand der Intensität einzelner Spots
- Bewertung der Testvalidität durch Kontrollpunkte
- Übersichtliche Anzeige der Ergebnisse