

Microblot Array Reader

EAN-Code: 8595635311345

Katalognummer: ARCXIX096

Lagerung: Bez teplotního režimu

Hersteller: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.



Array Reader C-Serie

- Kolorimetrisches Lesegerät, optimiert für 96-Well-Mikrotiterplattenformat
- Bildanalyse und Auswertung von Tests anhand der Intensität einzelner Spots
- Scangeschwindigkeit ca. 5 Minuten / volle Mikrotiterplatte
- Möglichkeit, ausgewählte Vertiefungen oder Streifen zu scannen
- Automatische Lokalisierung und Erfassung von Spots
- Quantitative Auswertung in U/ml
- Bewertung der Testvalidität durch Kontrollpunkte
- Übersichtliche Anzeige der Ergebnisse
- Zwei-Wege-Kommunikation mit dem Informationssystem

TestLine Analytics-Software

- Das benutzerfreundliche Auswerteprogramm begleitet intuitiv die gesamte Verarbeitung und Auswertung der Ergebnisse inklusive der Kommunikation mit LIS
- Der Bewertungsprozess ist vollständig automatisch
- Zentrierung und Bildverarbeitung
- Bildanalyse und Auswertung von Tests anhand der Intensität einzelner Spots
- Bewertung der Testvalidität durch Kontrollpunkte
- Übersichtliche Anzeige der Ergebnisse