

RF - sorb (10 ml)

EAN-Code: 8595635303470

Katalognummer: RFs010

Verpackungsgröße: 10 ml

Lagerung: 2-8 °C

Hersteller: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.



Beschreibung:

- RF-sorb ist ein hochreiner tierischer Antikörper gegen IgG. Es reagiert mit menschlichem IgG unter Bildung von Aggregaten wie Immunkomplexen. Diese binden IgM- und IgA-Rheumafaktoren, die die Ergebnisse serologischer Tests, die für IgM oder IgA spezifisch sind, nicht weiter beeinflussen.
- Haltbarkeit: 12 Monate.