


## RoboBlot



**Katalognummer:** RBT-001  
**Lagerung:** Bez teplotního režimu  
**Hersteller:** Bee Robotics Ltd.

- Vollautomatische Durchführung der Assays (Probenpipettierung aus Primärröhrchen, Reagenziendosierung, Inkubation, Streifenwäsche und Ergebnisauswertung direkt im Inkubationstray)
- Volle Kompatibilität von RoboBlot, TestLine Immunoblot Software und TestLine Kits
- Steuerung des gesamten Prozesses mit der Immunoblot-Software und dem Touchscreen des Analysators
- Anbindung an LIS
- Barcodeleser der Proben
- Integrierte Kamera zum Scannen von Streifen
- Minimale Wartungsarbeiten und Einarbeitungszeit erforderlich
- Kapazität – 50 Proben
- Flexibilität – 5 verschiedene Methoden gleichzeitig