


RoboBlot



Katalognummer: RBT-001 Lagerung: Bez teplotního režimu Hersteller: Bee Robotics Ltd.

- Vollautomatische Durchführung der Assays (Probenpipettierung aus Primärröhrchen, Reagenziendosierung, Inkubation, Streifenwäsche und Ergebnisauswertung direkt im Inkubationstray)
- Volle Kompatibilität von RoboBlot, TestLine Immunoblot Software und TestLine Kits
- Steuerung des gesamten Prozesses mit der Immunoblot-Software und dem Touchscreen des Analysators
- Anbindung an LIS
- Barcodeleser der Proben
- Integrierte Kamera zum Scannen von Streifen
- Minimale Wartungsarbeiten und Einarbeitungszeit erforderlich
- Kapazität 50 Proben
- Flexibilität 5 verschiedene Methoden gleichzeitig

Exportováno 28. 11. 2025 Stránka 1 / 1