

TMB-Complete 2 (1 l)



EAN-Code: 8595635303630

Katalognummer: TMB0L1

Verpackungsgröße: 1000 ml

Lagerung: 2-8 °C

Hersteller: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Beschreibung:

- Lösung enthält TMB (3,3', 5,5'-TETRAMETHYLBENZIDIN), Wasserstoffperoxid (H₂O₂) und Stabilisatoren.
- Lösung enthält keine toxischen Verbindungen.
- Die garantierte Extinktion für 100 µl Leerwert beträgt weniger als 0,100 bei 450 nm.

Haltbarkeit: 30 Monate